

INFORMATION

Référence	FT130
Tailles	S-XL
Épaisseur des doigts	0.08 mm
Épaisseur paume	0.08 mm
Poids approximatif	7.10 g
Durée de vie	5 ans

CARACTÉRISTIQUES

Sans latex: Sans latex, réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Sans poudre: L'absence de poudre réduit le risque de contamination par la poussière

Souple: Un gant synthétique fin avec un excellent ajustement qui ressemble à une seconde peau

Confort: La conception en vinyle souple offre un plus grand confort, une flexibilité et une dextérité supérieures.

Sans Silicone: Les résidus de silicone présents sur les gants peuvent interférer avec les processus de peinture, de revêtement ou de collage, pouvant entraîner des défauts. Ces gants sans silicone permettent de minimiser ce risque et garantissent des surfaces d'application propres

NORMES

AQL 1.5

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe I conformément aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et du MDR 2002 du Royaume-Uni (SI2002 No.618 tel qu'amendé) (UKCA).

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4



MDR - Class I



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Consérvese en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y del calor extremo. Se recomienda conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

CONDITIONNEMENT

100 gants par distributeur
10 distributeurs par caisse
40 caisses par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

EMBALLAGE INTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
S	5010699507808
M	5010699507815
L	5010699507822
XL	5010699507839

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	265 x 135 x 75mm

EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	05010699813947
M	05010699813954
L	05010699813961
XL	05010699813978

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	350 x 278 x 283mm

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555