



INFORMATION

Référence	GD17
Tailles	S-XL
Épaisseur des doigts	0.08 mm
Épaisseur paume	0.07 mm
Poids approximatif	4.50 g
Durée de vie	5 ans

CARACTÉRISTIQUES

Couleur: Gants de couleur, offrant des solutions de codage couleur

Sans latex: Sans latex, réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Finition lisse: Finition lisse pour une parfaite sensibilité et un enfilage aisé des gants extérieurs.

Sans poudre: L'absence de poudre réduit le risque de contamination par la poussière

Manchette roulée: Manchette roulée pour une résistance supplémentaire et une prévention du retour des liquides

Sans Silicone: Les résidus de silicone présents sur les gants peuvent interférer avec les processus de peinture, de revêtement ou de collage, pouvant entraîner des défauts. Ces gants sans silicone permettent de minimiser ce risque et garantissent des surfaces d'application propres

Fabriqué à partir de: Fabriqué en PVC plastisol

Compatible alimentaire: Convient au contact alimentaire ; avec certains types d'aliments uniquement. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre tableau de compatibilité alimentaire en ligne



NORMES

AQL 4.0

Catégorie CE : Cat I Risque minimal

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.

Testé conformément au règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission pour le contact alimentaire.



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Consérvese en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y del calor extremo. Se recomienda conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

CONDITIONNEMENT

100 gants par distributeur
10 distributeurs par caisse
90 caisses par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555



INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

EMBALLAGE INTÉRIEUR



EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille ()	Code-barres de l'emballage intérieur
S (Vert)	5024951017950
S (Jaune)	5024951017875
S (Rouge)	5024951017790
M (Vert)	5024951017967
M (Rouge)	5024951017806
M (Jaune)	5024951017882
L (Vert)	5024951017974
L (Rouge)	5024951017813
L (Jaune)	5024951017899
XL (Vert)	5024951017981
XL (Rouge)	5024951017820
XL (Jaune)	5024951017905

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	230 x 120 x 63mm

Taille ()	Code-barres de l'emballage extérieur
S (Vert)	5024951017998
S (Jaune)	5024951017912
S (Rouge)	5024951017837
M (Vert)	5024951018001
M (Rouge)	5024951017844
M (Jaune)	5024951017929
L (Vert)	5024951018018
L (Rouge)	5024951017851
L (Jaune)	5024951017936
XL (Vert)	5024951018025
XL (Rouge)	5024951017868
XL (Jaune)	5024951017943

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	330 x 250 x 240mm

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

**A NOTER:**

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555