



INFORMATION

Référence	GD75
Couleur	Bleu
Tailles	M-XL
Épaisseur des doigts	0.05 mm
Épaisseur paume	0.07 mm
Poids approximatif	1.50 g
Durée de vie	5 Ans

CARACTÉRISTIQUES

Gaufré: Gaufré pour une meilleure prise en main

Matériau souple: Fabriqué à partir d'un matériau souple pour une sensation et un ajustement améliorés, réduisant la fatigue lors d'un port prolongé

Sans latex: Sans latex, réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Sans poudre: Réduction du risque de contamination par la poussière

SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire

NORMES

Catégorie CE : Cat I Risque minimal

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Inspecter les gants avant utilisation et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

250 gants par distributeur
10 distributeurs par caisse
96 caisses par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555



EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
M	5024951013280
L	5024951013297
XL	5024951013303

Emballage intérieur	
Dimensions (LxlxH)	244 x 120 x 55mm

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
M	5024951013310
L	5024951013327
XL	5024951013334

Emballage extérieur	
Dimensions (LxlxH)	290 x 250 x 254mm

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie de la spécification et est sujet à changement. Les épaisseurs de paume sont approximatives et basées sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et poids indiqués sont une moyenne pour les gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de l'entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier entre les lots.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555