



## INFORMATION

Référence	GD76
Couleur	Transparent
Tailles	M-XL
Épaisseur des doigts	0.05 mm
Épaisseur paume	0.05 mm
Poids approximatif	1.50 g
Durée de vie	5 ans

## CARACTÉRISTIQUES

**Résistant aux produits chimiques:** Atteint une résistance chimique de type C selon la norme EN ISO 374-1, pour une protection chimique contre au moins 1 produit chimique

**Norme virus/non virus:** Conforme aux exigences de la norme EN ISO 374-5, pour la protection contre les bactéries et les champignons

**Gaufré:** Gaufré pour une meilleure prise en main

**Matériau souple:** Matériau souple pour une sensation et un ajustement améliorés, réduisant la fatigue lors d'un port prolongé


**Fabriqué à partir de:** Fabriqué en polyéthylène

**Sans latex:** Sans latex, réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

**Sans poudre:** Réduction du risque de contamination par la poussière

## SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire



## NORMES

Certifié par l'UE

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.

Testé selon les normes européennes EN420, EN ISO 374-1, EN 374-4 et EN ISO 374-5

AQL 1.5



PPE CAT III



2777



## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Inspecter les gants avant utilisation et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555



#### CONDITIONNEMENT

250 gants par distributeur  
10 distributeurs par caisse  
96 caisses par palette

#### INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

#### EMBALLAGE INTÉRIEUR

#### EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
M	5024951013341
L	5024951013358
XL	5024951013365

Emballage intérieur	
Dimensions (LxlxH)	244 x 120 x 55mm

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
M	5024951013372
L	5024951013389
XL	5024951013396

Emballage extérieur	
Dimensions (LxlxH)	290 x 250 x 254mm

#### A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible de changer. Les épaisseurs de paume sont approximatives et basées sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de l'entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555