

NITREX

INFORMATION

Référence	GN37
Tailles	S-XL
Épaisseur des doigts	0.19 mm
Épaisseur paume	0.17 mm
Poids approximatif	11.40 g
Durée de vie	3 ans

CARACTÉRISTIQUES

Stérilisés: Stérilisé par irradiation

Sans latex: Réduire le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Formulation douce et lisse: Formulation douce et lisse pour une sensation et un ajustement améliorés, réduisant la fatigue lors d'un port prolongé

Fabriqué à partir de: Fabriqué en nitrile butadiène

Sans poudre: Réduction du risque de contamination par la poussière

Finition texturée: Finition texturée pour une meilleure prise en main

Spécifiquement conçu pour les mains: Spécifiquement conçu pour les mains, il réduit la fatigue

SECTEURS

Pharmaceutique et laboratoire

NORMES

AQL 1.5

Compatible avec les salles blanches - Classe 100/ ISO 5

Certifié par l'UE

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.



NORMES

Testé selon les normes européennes EN420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-4:2019 & EN ISO 374-5:2016



STERILE R



VIRUS



ATTENTION

Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

NITREX

CONDITIONNEMENT

1 paire par sachet
10 sachets par sac en polyéthylène
20 sacs en polyéthylène par caisse
30 caisses par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

EMBALLAGE INTÉRIEUR



EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
S	5060040792599
M	5060040792582
L	5060040792575
XL	5060040792605

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	5060040799628
M	5060040799604
L	5060040799611
XL	5060040799642

Emballage extérieur

Dimensions (LxIxH)	337 x 280 x 365mm
--------------------	-------------------

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555