

## NITREX

### INFORMATION

Référence	GN38
Tailles	6-9
Épaisseur des doigts	0.19 mm
Épaisseur paume	0.16 mm
Poids approximatif	16.50 g
Durée de vie	3 ans

### CARACTÉRISTIQUES

**Stérilisés:** Stérilisé par irradiation

**Sans latex:** Réduire le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

**Spécifiquement conçu pour les mains:** Spécifiquement conçu pour les mains, il réduit la fatigue

**Fabriqué à partir de:** Fabriqué en nitrile butadiène

**Finition texturée:** Finition texturée pour une meilleure prise en main

### SECTEURS

Pharmaceutique et laboratoire

### NORMES

AQL 1.5

Certifié par l'UE

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.

Testé selon les normes européennes EN420 & EN ISO 374-1 & EN ISO 374-5

Compatible avec les salles blanches - Classe 100/ ISO 5



### NORMES



STERILE R



VIRUS



### ATTENTION

Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

### INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

### CONDITIONNEMENT

1 paire par sachet  
25 sacs par caisse  
35 caisses par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

## NITREX

### INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

### EMBALLAGE INTÉRIEUR



### EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
6	5060040792759
6.5	5060040792766
7	5060040792773
7.5	5060040792780
8	5060040792797
8.5	5060040792803
9	5060040792810

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	5060040792827
6.5	5060040792834
7	5060040792841
7.5	5060040792858
8	5060040792865
8.5	5060040792872
9	5060040792889

#### A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555