

INFORMATION

Référence	GN67
Tailles	S-XL
Épaisseur des doigts	0.10 mm
Épaisseur paume	0.08 mm
Poids approximatif	6.10 g
Durée de vie	5 ans

CARACTÉRISTIQUES

Recouvert d'Aloe Vera: Réagit à la chaleur du corps et hydrate la peau pour aider à garder les mains douces et saines.

Conception douce et lisse: Conception souple pour une meilleure sensation et un ajustement optimal, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée

Sans latex: Sans latex, réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Fabriqué à partir de: Fabriqué à partir d'émulsion synthétique, de résine polymère PVC

Sans poudre: Réduction du risque de contamination par la poussière

Sans Silicone: Les résidus de silicone présents sur les gants peuvent interférer avec les processus de peinture, de revêtement ou de collage, pouvant entraîner des défauts. Ces gants sans silicone permettent de minimiser ce risque et garantissent des surfaces d'application propres

NORMES

AQL 1.5

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.

Conforme au règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 Classe 1

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

NORMES



MDR - Class I
PPE CAT I
Minimal Risk



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Consérvese en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y del calor extremo. Se recomienda conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

CONDITIONNEMENT

100 gants par distributeur
10 distributeurs par caisse
84 caisses par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

EMBALLAGE INTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
S	5024951006008
M	5024951006015
L	5024951006022

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	230 x 120 x 63mm

EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	5024951006039
M	5024951006046
L	5024951006053

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	330 x 248 x 240mm

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555