

INFORMATION

Référence	GS641
Tailles	S-L
Épaisseur des doigts	0.03 mm
Épaisseur paume	0.03 mm
Poids approximatif	2.30 g
Durée de vie	3 ans

CARACTÉRISTIQUES

Stérilisés: Stérilisé par irradiation

Sans latex: Réduire le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Matériau souple: Pour une sensation et un ajustement améliorés, réduisant la fatigue lors d'un port prolongé

Fabriqué à partir de: Fabriqué à partir du matériau Evathene

Non roulé: Non roulé pour permettre un enfilage et un retrait faciles du gant

Sans poudre: Réduction du risque de contamination par la poussière

Finition lisse: Finition lisse pour un enfilage et une sensibilité parfaits du gant extérieur

SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire • Pharmaceutique et laboratoire

NORMES

AQL 1.5

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe I conformément aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (MDD), annexe V.



NORMES



STERILE R



2460

**UK
CA**

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

100 gants par distributeur
24 distributeurs par caisse
25 caisses par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

EMBALLAGE INTÉRIEUR



EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
S	5024951024446
M	5024951024453
L	5024951024460

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	115 x 100 x 175mm

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	5024951024477
M	5024951024484
L	5024951024491

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	620 x 240 x 370mm

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555