



INFORMATION

Référence	GS690
Tailles	S-L
Épaisseur des doigts	0.10 mm
Épaisseur paume	0.08 mm
Poids approximatif	4.20 g
Durée de vie	3 ans

CARACTÉRISTIQUES

Stérilisés: Stérilisé par irradiation

Résistance: Offre une meilleure résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion que le caoutchouc naturel ou le vinyle

Sans latex: Réduire le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Matériau souple: Pour une sensation et un ajustement améliorés, réduisant la fatigue lors d'un port prolongé

Fabriqué à partir de: Fabriqué en nitrile butadiène

Sans poudre: Réduction du risque de contamination par la poussière

SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire • Pharmaceutique et laboratoire

NORMES

AQL 1.5

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe I conformément aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (MDD), annexe V.



STERILE R



NORMES

**UK
CA**

ATTENTION

Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

50 gants par distributeur
4 distributeurs par caisse
56 caisses par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

EMBALLAGE INTÉRIEUR



EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
S	5024951024248
M	5024951024255
L	5024951024262

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	140 x 130 x 285mm

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	5024951024279
M	5024951024286
L	5024951024293

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	531 x 147 x 292mm

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555