

## INFORMATION

Référence	GSSYN
Tailles	5.5-9.0
Épaisseur des doigts	0.23 mm
Épaisseur paume	0.20 mm
Poids approximatif	11.00 g
Durée de vie	3 ans

## CARACTÉRISTIQUES

**Stérilisés:** Stérilisé par faisceau d'électrons > 25kGy

**Surface intérieure:** Surface intérieure traitée pour faciliter l'enfilage

**Micro rugueux:** Offre une excellente sensation et une excellente adhérence de l'instrument dans des conditions humides et sèches

**Confort:** Fabriqué sur des formes ergonomiques à partir d'une formulation synthétique avancée, offre un confort et une sensibilité tactile ultimes  
Conception ergonomique avec des doigts incurvés pour plus de confort et une fatigue réduite des mains

**Doux:** Intrinsèquement doux avec une bonne élasticité.

**Matériau souple:** Pour une sensation et un ajustement améliorés, réduisant la fatigue lors d'un port prolongé

**Spécifiquement conçu pour les mains:** Spécifiquement conçu pour les mains, il réduit la fatigue

**Sans latex:** Réduire le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

**Sans poudre:** Réduction du risque de contamination par la poussière

## SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire



## NORMES

AQL 0.65

**Conforme aux normes européennes EN455 :** Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe IIa conformément aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (MDD).



STERILE R



**UK  
CA**

## ATTENTION

**Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.**

## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

#### CONDITIONNEMENT

50 gants par distributeur  
4 distributeurs par caisse  
36 caisses par palette

#### INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

#### EMBALLAGE INTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
5.5	5024951024781
6	5024951024798
6.5	5024951024804
7	5024951024811
7.5	5024951024828
8	5024951024835
8.5	5024951024842
9	5024951024859

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	270 x 140 x 250mm

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
5.5	5024951024866
6	5024951024873
6.5	5024951024880
7	5024951024897
7.5	5024951024903
8	5024951024910
8.5	5024951024927
9	5024951024934

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	458 x 147 x 508mm

#### A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555