

## INFORMATION

Référence	INTW09
Tailles	5.5-9
Durée de vie	3 ans

## CARACTÉRISTIQUES

**Stérilisés:** Stérilisé par irradiation

**Confort:** Fabriqué sur des formes ergonomiques à partir d'une formulation synthétique avancée, offre un confort et une sensibilité tactile ultimes

**Micro rugueux:** Offre une excellente sensation et une excellente adhérence de l'instrument dans des conditions humides et sèches

**Fabriqué à partir de:** Latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réponses anaphylactiques.

**Sans poudre:** Réduction du risque de contamination par la poussière

## SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire

## NORMES

AQL 0.65

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe IIa conformément aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et du MDR 2002 du Royaume-Uni (SI2002 No. 618 tel qu'amendé) (UKCA).

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.

**Conforme aux normes européennes EN455 :** Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Testé selon les normes européennes EN420 & EN ISO 374-1 & EN ISO 374-5



## NORMES



PPE CAT III



KPT



VIRUS



## ATTENTION

**Contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique. Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.**

## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555



#### CONDITIONNEMENT

50 gants par distributeur  
4 distributeurs par caisse  
48 caisses par palette

#### INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

#### EMBALLAGE INTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
5.5	9555256607882
6	9555256607899
6.5	9555256607905
7	9555256607912
7.5	9555256607929
8	9555256607936
8.5	9555256607943
9	9555256607950

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
5.5	9555256607806
6	9555256607813
6.5	9555256607820
7	9555256607837
7.5	9555256607844
8	9555256607851
8.5	9555256607868
9	9555256607875

#### A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555