

INFORMATION

Référence	INTW10
Tailles	5.5-9
Épaisseur des doigts	0.23 mm
Épaisseur paume	0.20 mm
Poids approximatif	12.70 g
Durée de vie	5 ans

CARACTÉRISTIQUES

Stérilisés: Stérilisé par irradiation

Spécifiquement conçu pour les mains: Spécifiquement conçu pour les mains, il réduit la fatigue

Micro rugueux: Offre une excellente sensation et une excellente adhérence de l'instrument dans des conditions humides et sèches

Confort: Fabriqué sur des formes ergonomiques à partir d'une formulation synthétique avancée, offre un confort et une sensibilité tactile ultimes

Manchette: Manchette longue roulée

Fabriqué à partir de: Latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réponses anaphylactiques.

SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire

NORMES

AQL 0.65

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe IIa conformément aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et du MDR 2002 du Royaume-Uni (SI2002 No. 618 tel qu'amendé) (UKCA).

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.



NORMES

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Testé selon les normes européennes EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5



PPE CAT III

STERILE R



KPT



VIRUS



ATTENTION

Contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique. Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

EMBALLAGE INTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
5.5	9555256608049
6	9555256608056
6.5	9555256608063
7	9555256608070
7.5	9555256608087
8	9555256608094
8.5	9555256608100
9	9555256608117

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
5.5	9555256607967
6	9555256607974
6.5	9555256607981
7	9555256607998
7.5	9555256608001
8	09555256608018
8.5	9555256608025
9	9555256608032

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555