



INFORMATION

Référence	INTW82E
Tailles	S-L
Épaisseur des doigts	0.12 mm
Épaisseur paume	0.10 mm
Poids approximatif	6.16 g
Durée de vie	3 ans

CARACTÉRISTIQUES

Stérilisés: Stérilisé par irradiation

Conformité: Compatible avec l'utilisation des agents cytotoxiques/chimiothérapeutiques

Adhérence: Finition texturée pour une meilleure prise en main

Manchette allongée roulée: Manchette allongée roulée pour une protection supplémentaire et faciliter l'enfilage

Sans latex: Sans latex réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire • Pharmaceutique et laboratoire

NORMES

AQL 1.5

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe Is conformément aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et du MDR 2002 du Royaume-Uni (SI2002 No. 618 tel qu'amendé) (UKCA).



STERILE R



ATTENTION

Contient des produits chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les individus sensibilisés.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

50 gants par distributeur
6 distributeurs par caisse
32 caisses par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

2797

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555



EMBALLAGE INTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
S	9555256603761
M	9555256603778
L	955 5256603785

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	250x 150 x 135mm

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	09555256603815
M	09555256603822
L	09555256603839

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	460 x 280 x 260mm

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible de changer. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour les gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, cependant, en raison du processus de fabrication, tant l'épaisseur que le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555