

## INFORMATION

Référence	SKF
Tailles	5.5-9.0
Épaisseur des doigts	0.24 mm
Épaisseur paume	0.21 mm
Poids approximatif	12.60 g
Durée de vie	3 ans

## CARACTÉRISTIQUES

**Ajustement:** Ajustement automatique, conçu de manière ergonomique avec des doigts incurvés pour un confort ultime

**Prise en main:** La prise en main améliorée offre une excellente sensation et une excellente adhérence de l'instrument dans des conditions humides et sèches

**Spécifiquement conçu pour les mains:** Spécifiquement conçu pour les mains, il réduit la fatigue

**Fabriqué à partir de:** Latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réponses anaphylactiques.

**Sans poudre:** Réduction du risque de contamination par la poussière

**Stérilisés:** Stérilisé par faisceau d'électrons > 25kGy

**Finition:** Enduit de polymère

## SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire



## NORMES


AQL 0.65

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe IIa conformément aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (MDD).

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.

**Conforme aux normes européennes EN455 :** Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Testé selon les normes européennes EN420 & EN ISO 374-1 & EN ISO 374-5



KPT

VIRUS



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

#### ATTENTION

Contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique. Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

#### CONDITIONNEMENT

1 paire par sachet  
50 sachets par distributeur  
4 distributeurs par caisse

#### EMBALLAGE INTÉRIEUR



#### INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

#### INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
5.5	19555076113911
6	19555076113928
6.5	19555076113935
7	19555076113942
7.5	19555076113959
8	19555076113966
8.5	19555076113973
9	19555076113980

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	250 x 129 x 225mm

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	508 x 136 x 458mm

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

**A NOTER:**

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

**Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555**