

INFORMATION

Référence	SNA
Tailles	5.5-9.0
Épaisseur des doigts	0.20 mm
Épaisseur paume	0.18 mm
Poids approximatif	14.00 g
Durée de vie	3 ans

CARACTÉRISTIQUES

Stérilisés: Stérilisé par irradiation

Sans accélérateur: Gants synthétiques sans accélérateur éliminant le risque de dermatite de contact causée par ces produits chimiques

Micro rugueux: Offre une excellente sensation et une excellente adhérence de l'instrument dans des conditions humides et sèches

Confort: Fabriqué sur des formes ergonomiques à partir d'une formulation synthétique avancée, offre un confort et une sensibilité tactile ultimes

Spécifiquement conçu pour les mains: Spécifiquement conçu pour les mains, il réduit la fatigue

Sans latex: Réduire le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire

NORMES

AQL 0.65

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe IIa conformément aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (MDD).

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.



NORMES

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Testé selon les normes européennes EN420 & EN ISO 374-1 & EN ISO 374-5



STERILE R



KMNPST

VIRUS



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

50 gants par distributeur
4 distributeurs par caisse
30 caisses par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

EMBALLAGE INTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
5.5	5060040798621
6	5060040798638
6.5	5060040798645
7	5060040798652
7.5	5060040798669
8	5060040798676
8.5	5060040798683
9	5060040798690

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	290 x 153 x 225mm

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
5.5	5060040798539
6	5060040798546
6.5	5060040798553
7	5060040798560
7.5	5060040798577
8	5060040798584
8.5	5060040798591
9	5060040798614

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	595 x 315 x 235mm

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible d'être modifié. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour des gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555